

Tecnico ortopedico: _____

Azienda: _____

Codice cliente: _____

Data: _____

Si segnala che i dati personali dell/della paziente verranno memorizzati e utilizzati per l'elaborazione dell'ordine e per valutazioni statistiche. Si noti che il calcolo della portata dell'ortesi si riferisce ai dati qui indicati. Nel corso dell'utilizzo dell'ortesi, questi dati possono variare. Tenere conto delle variazioni prevedibili già al momento della compilazione di questo modulo di assistenza (ad es. oscillazioni del peso, crescita o variazioni dello stato muscolare).

DATI DEL/DELLA PAZIENTE


Nome	Anno di nascita	Peso corporeo	Gamba
		kg	gamba sinistra gamba destra
Per ragioni di tutela della privacy si prega di indicare soltanto le prime due lettere del nome e del cognome.	Sesso	Statura	Utilizzare due moduli di assistenza se i punti seguenti delle due gambe sono diversi.
	☐ donna ☐ uomo ☐ altro	cm	

Patologie e limitazioni

Si prega di utilizzare il modulo di assistenza generale solo per le patologie e limitazioni per cui non è disponibile un modulo di assistenza specifico nell'area download.

Misure della scarpa

Numero di scarpa (EU) (lunghezza del piede + 1,5 cm) x 1,5



Altezza tacco (A)	Rialzo ($x = A - B$)
mm	mm
Spessore soletta (B)	Supporto altezza (C)
mm	mm

Libertà di movimento nell'articolazione tibiotarsica superiore




Dorsale Plantare

Instabilità e/o vizi di postura a livello del ginocchio


Posizione fisiologica
Vizio di postura in varo

massima stima con l'ortesi




Vizio di postura in valgo

massima stima con l'ortesi




Entità del movimento fisiologica
Iperestensione

massima stima con l'ortesi



Limitazione dell'estensione

estensione massima stima con l'ortesi




Instabilità e/o vizi di postura a livello del ginocchio

Posizione fisiologica

Limitazione dell'estensione

estensione
massima

o



Capacità di stare in piedi durante l'esame clinico (eventualmente con ausili)

È stato possibile eseguire l'esame clinico (parzialmente) in piedi.


sì

no

Andamento della perpendicolare (dal baricentro del corpo)


La perpendicolare passa attraverso o davanti il punto di rotazione del ginocchio.

Questo può avvenire in caso di limitazioni di estensione maggiori che possono essere compensate, ad esempio, da un'inclinazione in avanti del busto o corrette nell'ortesi.



La perpendicolare passa dietro il punto di rotazione del ginocchio.

Questo può avvenire in caso di limitazioni di estensione maggiori che possono essere compensate, ad esempio, da un'inclinazione in avanti del busto o corrette nell'ortesi.



Stato muscolare (valutazione secondo Janda)

0 (zero) 1 (traccia) 2 (molto debole) 3 (debole) 4 (buono) 5 (ottimo)

Flessione dell'anca

Estensione dell'anca

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Estensione del ginocchio

Flessione del ginocchio

0 1 2 3 4 5


0 1 2 3 4 5

Estensione dorsale

Flessione plantare

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5



Attività



1. Paziente deambulante in spazi interni



2. Paziente deambulante in spazi esterni con limitazioni



3. Paziente deambulante in spazi esterni senza limitazioni



4. Paziente deambulante in spazi esterni senza limitazioni con capacità elevate

Requisiti di un'ortesi



Gradini da percorrere al giorno

< 10

11 - 50

> 50



Metri di altitudine da percorrere al giorno

< 10

11 - 50

> 50




Il/la paziente riesce a raggiungere l'articolazione tibiotarsica modulare con una mano in modo sicuro.

sì

no

Misura ap (per il punto di rotazione meccanico del ginocchio in una KAFO o KO)



mm

DATI DELL'ORTESI

Appunti dal colloquio con il/la paziente (ad es. pre-assistenza)
