

Tecnico ortopedico: _____

Azienda: _____

Codice cliente: _____


Data: _____

Si segnala che i dati personali del/della paziente verranno memorizzati e utilizzati per l'elaborazione dell'ordine e per valutazioni statistiche. Si noti che il calcolo della portata dell'ortesi si riferisce ai dati qui indicati. Nel corso dell'utilizzo dell'ortesi, questi dati possono variare. Tenere conto delle variazioni prevedibili già al momento della compilazione di questo modulo di assistenza (ad es. oscillazioni del peso, crescita o variazioni dello stato muscolare).


DATI DEL/DELLA PAZIENTE

Nome del/della paziente	Anno di nascita	Peso corporeo	Gamba
		kg	gamba sinistra gamba destra
Per ragioni di tutela della privacy si prega di indicare soltanto le prime due lettere del nome e del cognome.	Sesso	Statura	Utilizzare due moduli di assistenza se i punti seguenti delle due gambe sono diversi.
	donna uomo altro	cm	

Misure della scarpa

Numero di scarpa (EU)	(lunghezza del piede + 1,5 cm) x 1,5	
	Altezza tacco (A)	Rialzo (x = A - B)
	mm	mm
	Spessore soletta (B)	Supporto altezza (C)
	mm	mm






Libertà di movimento dell'articolazione tibiotarsica



Dorsale Plantare

○ ○

Tipi di deambulazione secondo l'Amsterdam Gait Classification

Tipi di deambulazione	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5
					
Ginocchio	normale	iperesteso	iperesteso	flesso	flesso
Contatto podalico	completo	parziale	parziale	parziale	completo

Attività



1. Paziente deambulante in spazi interni

L'attività 1 della classificazione di FIOR & GENTZ corrisponde al livello IV della classificazione GMFCS e al livello 2 della classificazione FMS. Qui di seguito i due livelli di classificazione sono descritti maggiormente in dettaglio.

Livello IV della scala GMFCS: il/la paziente è in grado di muoversi solo con l'impiego di ausili. Con un deambulatore è in grado di muoversi senza l'aiuto di altre persone. Per salire le scale deve reggersi al mancorrente e necessita dell'aiuto di altre persone. Può coprire lunghi percorsi solo con l'impiego di ausili.

Livello 2 della scala FMS: per potersi muovere senza l'aiuto di altre persone il/la paziente ha bisogno, oltre che di un'ortesi, anche di un deambulatore.



2. Paziente deambulante in spazi esterni con limitazioni

L'attività 2 della classificazione di FIOR & GENTZ corrisponde al livello III della classificazione GMFCS e al livello 3 della classificazione FMS. Qui di seguito i due livelli di classificazione sono descritti maggiormente in dettaglio.

Livello III della scala GMFCS: il/la paziente è in grado di muoversi solo con l'impiego di ausili. Può deambulare con stampelle senza l'aiuto di altre persone. Per salire le scale deve reggersi al mancorrente e necessita dell'aiuto di altre persone. Può coprire lunghi percorsi solo con l'impiego di ausili.

Livello 3 della scala FMS: per potersi muovere senza l'aiuto di altre persone il/la paziente ha bisogno, oltre che di un'ortesi, anche di stampelle.



3. Paziente deambulante in spazi esterni senza limitazioni

L'attività 3 della classificazione di FIOR & GENTZ corrisponde al livello II della classificazione GMFCS e al livello 5 della classificazione FMS. Qui di seguito i due livelli di classificazione sono descritti maggiormente in dettaglio.

Livello II della scala GMFCS: nella maggior parte dei casi il/la paziente è in grado di muoversi liberamente. Per salire le scale deve reggersi al mancorrente con una mano. Correre, saltare, percorrere lunghi tragitti, superfici irregolari e grandi folle causano difficoltà al/alla paziente.

Livello 5 della scala FMS: oltre a un'ortesi, il/la paziente non ha bisogno di altri ausili né dell'aiuto di altre persone. Per salire le scale deve reggersi al mancorrente con una mano.



4. Paziente deambulante in spazi esterni senza limitazioni con capacità elevate

L'attività 4 della classificazione di FIOR & GENTZ corrisponde al livello I della classificazione GMFCS e al livello 6 della classificazione FMS. Qui di seguito i due livelli di classificazione sono descritti maggiormente in dettaglio.

Livello I della scala GMFCS: il/la paziente è in grado di muoversi solo con l'impiego di ausili. Correre, saltare e salire le scale senza reggersi al mancorrente non rappresentano un problema.

Livello 6 della scala FMS: oltre a un'ortesi, il/la paziente non ha bisogno di altri ausili né dell'aiuto di altre persone. È in grado di muoversi su qualsiasi superficie e in presenza di grandi folle.

Requisiti di un'ortesi



Gradini da percorrere al giorno

< 10 11 – 50 > 50



Il/la paziente riesce a raggiungere l'articolazione tibiotarsica modulare con una mano in modo sicuro.

sì no



Metri di altitudine da percorrere al giorno

< 10 11 – 50 > 50

DATI DELL'ORTESI

Appunti dal colloquio con il/la paziente (ad es. pre-assistenza)
