

AFO in base ai dati del/della paziente (fase acuta)*;
AFO secondo la N.A.P.® Gait Classification,
AFO/KAFO secondo l'esame clinico del/della paziente

* Per un trattamento con un'AFO in base ai dati del/della paziente (fase acuta), compilare solo la pagina 1.

Tecnico ortopedico: _____ **Azienda:** _____

Codice cliente: _____ **Data:** _____


Si segnala che i dati personali del/della paziente verranno memorizzati e utilizzati per l'elaborazione dell'ordine e per valutazioni statistiche. Si noti che il calcolo della portata dell'ortesi si riferisce ai dati qui indicati. Nel corso dell'utilizzo dell'ortesi, questi dati possono variare. Tenere conto delle variazioni prevedibili già al momento della compilazione di questo modulo di assistenza (ad es. oscillazioni del peso, crescita o variazioni dello stato muscolare).

DATI DEL/DELLA PAZIENTE

Nome	Anno di nascita	Peso corporeo	Gamba
		kg	gamba sinistra gamba destra
Per ragioni di tutela della privacy si prega di indicare soltanto le prime due lettere del nome e del cognome.	Sesso	Statura	Utilizzare due moduli di assistenza se i punti seguenti delle due gambe sono diversi.
	donna uomo altro	cm	


Misure della scarpa

Numero di scarpa (EU) _____ (lunghezza del piede + 1,5 cm) x 1,5



Altezza tacco (A)	Rialzo ($x = A - B$)
mm	mm
Spessore soletta (B)	Supporto altezza (C)
mm	mm

Libertà di movimento nell'articolazione tibiotarsica superiore



Dorsale **Plantare**

Attività



1. Paziente deambulante in spazi interni



2. Paziente deambulante in spazi esterni con limitazioni



3. Paziente deambulante in spazi esterni senza limitazioni



4. Paziente deambulante in spazi esterni senza limitazioni con capacità elevate

Requisiti di un'ortesi



Gradini da percorrere al giorno

< 10 11 - 50 > 50



Metri di altitudine da percorrere al giorno

< 10 11 - 50 > 50



Il/la paziente riesce a raggiungere l'articolazione tibiotarsica modulare con una mano in modo sicuro.

sì no

AFO in base ai dati del/della paziente (fase acuta)*;
AFO secondo la N.A.P.[®] Gait Classification,
AFO/KAFO secondo l'esame clinico del/della paziente







* Per un trattamento con un'AFO in base ai dati del/della paziente (fase acuta), compilare solo la pagina 1.

www.orthosis-configurator.com/it

AFO SECONDO LA N.A.P.® GAIT CLASSIFICATION

Per il trattamento con un'ortesi AFO in base alla N.A.P.® Gait Classification

Tipi di deambulazione secondo la N.A.P.^{®**} Gait Classification

Ginocchio	Iperestensione		Iperflessione	
Sagittale				
Frontale				
Piede	Inversione	Eversione	Inversione	Eversione
Tipo di deambulazione	Tipo 1a	Tipo 1b	Tipo 2a	Tipo 2b

** N.A.P. è un marchio registrato di Renata Horst.

DATI DELL'ORTESI

**Appunti dal colloquio con il/la paziente
(ad es. pre-assistenza)**

[illegible]


AFO/KAFO SECONDO L'ESAME CLINICO DEL/DELLA PAZIENTE

Stato muscolare (valutazione secondo Janda)

0 (zero) 1 (traccia) 2 (molto debole) 3 (debole) 4 (buono) 5 (ottimo)

Flessione dell'anca								Estensione dell'anca						
0	1	2	3	4	5	0		1	2	3	4	5		
Estensione del ginocchio								Flessione del ginocchio						
0	1	2	3	4	5	0		1	2	3	4	5		
Estensione dorsale								Flessione plantare						
0	1	2	3	4	5		0	1	2	3	4	5		

Misura ap (per il punto di rotazione meccanico del ginocchio in una KAFO)



mm

AFO in base ai dati del/della paziente (fase acuta)*;
AFO secondo la N.A.P.® Gait Classification,
AFO/KAFO secondo l'esame clinico del/della paziente

* Per un trattamento con un'AFO in base ai dati del/della paziente (fase acuta), compilare solo la pagina 1.

Instabilità e/o vizi di postura a livello del ginocchio

Posizione fisiologica


Vizio di postura in varo

massima

stima con l'ortesi

o

o




Vizio di postura in valgo

massima

stima con l'ortesi

o

o



Entità del movimento fisiologica


Iperestensione

massima

stima con l'ortesi

o

o




Limitazione dell'estensione

estensione
massima

stima con l'ortesi

o

o




Instabilità e/o vizi di postura a livello del ginocchio

Entità del movimento fisiologica

Limitazione dell'estensione

estensione
massima

o



Capacità di stare in piedi durante l'esame clinico (eventualmente con ausili)

È stato possibile eseguire l'esame clinico (parzialmente) in piedi.

sì


no



Andamento della perpendicolare (dal baricentro del corpo)

La perpendicolare passa attraverso o davanti il punto di rotazione del ginocchio.

Questo può avvenire in caso di limitazioni di estensione maggiori che possono essere compensate, ad esempio, da un'inclinazione in avanti del busto o corrette nell'ortesi.



La perpendicolare passa dietro il punto di rotazione del ginocchio.

Questo può avvenire in caso di limitazioni di estensione maggiori che possono essere compensate, ad esempio, da un'inclinazione in avanti del busto o corrette nell'ortesi.

