


Controllo della struttura dell'ortesi sul paziente – statico

1^a Domanda:
È possibile rimanere in
posizione eretta senza
ulteriore appoggio?

2^a Domanda:
È possibile posizionare
il baricentro del corpo in
avanti?

Se ha risposto a una di queste domande in modo negativo, sono necessarie ulteriori regolazioni. Queste devono essere eseguite sempre sul banco da lavoro, senza indossare l'ortesi!



Maggiori informazioni sono disponibili
nei tutorial online:
www.fior-gentz.de/en/online-tutorials