



Descrizione

Grazie al materiale elasticizzato in tessuto integrato, la scarpa ortesica CROSSROADS offre spazio confortevole per ortesi con articolazione tibiotarsica e impedisce allo stesso tempo una deformazione del gambale della scarpa.

Caratteristiche:

- ➔ il bordo del gambale dalla forma anatomica, nonché il tallone integrato, garantiscono una maggiore stabilità;
- ➔ il cinturino sul tallone facilita l'indossatura;
- ➔ con lacci (guida per l'allacciatura con una mano in dotazione);
- ➔ 2 soles interne per compensare il volume;
- ➔ variante di scarpa marrone con suola esterna multifunzionale;
- ➔ variante di scarpa nero con suola piatta vibram® esterna multifunzionale;

Materiale:

- ➔ tomaia in pelle pregiata
- ➔ materiale elasticizzato in tessuto

Modello di scarpa:

- ➔ disponibile come paio in quattro combinazioni
- ➔ disponibile nelle varianti di colore marrone e nero

La scarpa ortesica CROSSROADS viene spedita con i seguenti articoli:

- suola interna con rivestimento in pelle
- suola interna senza rivestimento in pelle
- lacci, 80 cm (per uso normale)
- lacci, 110 cm (per allacciatura con una mano)
- guida per l'allacciatura con una mano

CROSSROADS

Scarpa ortesica. Differente.



CROSSROADS

PARKSTREET

URBANSTREET

CITYDRIVE

CROSSROADS, marrone



REGULAR sinistra e destra per piedi normali con e senza ortesi		
Numero di scarpa	Codice articolo	Lunghezza della suola interna
36	OS4532-36	235 mm
37	OS4532-37	242 mm
38	OS4532-38	249 mm
39	OS4532-39	254 mm
40	OS4532-40	261 mm
41	OS4532-41	268 mm
42	OS4532-42	275 mm
43	OS4532-43	281 mm
44	OS4532-44	287 mm
45	OS4532-45	294 mm
46	OS4532-46	301 mm
47	OS4532-47	307 mm
48	OS4532-48	314 mm



REGULAR sinistra/SLIM destra per piedi sottili con un'ortesi sulla gamba sinistra		
Numero di scarpa	Codice articolo	Lunghezza della suola interna
36	OS9932-36	235 mm
37	OS9932-37	242 mm
38	OS9932-38	249 mm
39	OS9932-39	254 mm
40	OS9932-40	261 mm
41	OS9932-41	268 mm
42	OS9932-42	275 mm
43	OS9932-43	281 mm
44	OS9932-44	287 mm
45	OS9932-45	294 mm
46	OS9932-46	301 mm
47	OS9932-47	307 mm
48	OS9932-48	314 mm



SLIM sinistra/REGULAR destra per piedi sottili con un'ortesi sulla gamba destra		
Numero di scarpa	Codice articolo	Lunghezza della suola interna
36	OS8932-36	235 mm
37	OS8932-37	242 mm
38	OS8932-38	249 mm
39	OS8932-39	254 mm
40	OS8932-40	261 mm
41	OS8932-41	268 mm
42	OS8932-42	275 mm
43	OS8932-43	281 mm
44	OS8932-44	287 mm
45	OS8932-45	294 mm
46	OS8932-46	301 mm
47	OS8932-47	307 mm
48	OS8932-48	314 mm



SLIM sinistra e destra per piedi sottili con un'ortesi senza articolazioni		
Numero di scarpa	Codice articolo	Lunghezza della suola interna
36	OS4132-36	235 mm
37	OS4132-37	242 mm
38	OS4132-38	249 mm
39	OS4132-39	254 mm
40	OS4132-40	261 mm
41	OS4132-41	268 mm
42	OS4132-42	275 mm
43	OS4132-43	281 mm
44	OS4132-44	287 mm
45	OS4132-45	294 mm
46	OS4132-46	301 mm
47	OS4132-47	307 mm
48	OS4132-48	314 mm




CROSSROADS

Scarpa ortesica. Differente.

CROSSROADS, nero



REGULAR sinistra e destra per piedi normali con e senza ortesi		
Numero di scarpa	Codice articolo	Lunghezza della suola interna
36	OS4500-36	235 mm
37	OS4500-37	242 mm
38	OS4500-38	249 mm
39	OS4500-39	254 mm
40	OS4500-40	261 mm
41	OS4500-41	268 mm
42	OS4500-42	275 mm
43	OS4500-43	281 mm
44	OS4500-44	287 mm
45	OS4500-45	294 mm
46	OS4500-46	301 mm
47	OS4500-47	307 mm
48	OS4500-48	314 mm



REGULAR sinistra/SLIM destra per piedi sottili con un'ortesi sulla gamba sinistra		
Numero di scarpa	Codice articolo	Lunghezza della suola interna
36	OS9900-36	235 mm
37	OS9900-37	242 mm
38	OS9900-38	249 mm
39	OS9900-39	254 mm
40	OS9900-40	261 mm
41	OS9900-41	268 mm
42	OS9900-42	275 mm
43	OS9900-43	281 mm
44	OS9900-44	287 mm
45	OS9900-45	294 mm
46	OS9900-46	301 mm
47	OS9900-47	307 mm
48	OS9900-48	314 mm



SLIM sinistra/REGULAR destra per piedi sottili con un'ortesi sulla gamba destra		
Numero di scarpa	Codice articolo	Lunghezza della suola interna
36	OS8900-36	235 mm
37	OS8900-37	242 mm
38	OS8900-38	249 mm
39	OS8900-39	254 mm
40	OS8900-40	261 mm
41	OS8900-41	268 mm
42	OS8900-42	275 mm
43	OS8900-43	281 mm
44	OS8900-44	287 mm
45	OS8900-45	294 mm
46	OS8900-46	301 mm
47	OS8900-47	307 mm
48	OS8900-48	314 mm



SLIM sinistra e destra per piedi sottili con un'ortesi senza articolazioni		
Numero di scarpa	Codice articolo	Lunghezza della suola interna
36	OS4100-36	235 mm
37	OS4100-37	242 mm
38	OS4100-38	249 mm
39	OS4100-39	254 mm
40	OS4100-40	261 mm
41	OS4100-41	268 mm
42	OS4100-42	275 mm
43	OS4100-43	281 mm
44	OS4100-44	287 mm
45	OS4100-45	294 mm
46	OS4100-46	301 mm
47	OS4100-47	307 mm
48	OS4100-48	314 mm



Dimensioni della scarpa		Uso
Rialzo*	15 mm	h-Cast
Altezza del tacco**	25 mm	Configuratore ortesico

* L'altezza del rialzo corrisponde all'altezza della piastra h-Cast da utilizzare durante l'esame clinico.

** L'altezza del tacco viene inserita nel configuratore ortesico come parte della base di calcolo.

Accessori plantare EVA per rialzo della suola esterna, arancione



Accessori vibram®, suola piatta, miele



Accessori per CROSSROADS, marrone

Pos.	Codice articolo	Descrizione	Lunghezza x larghezza x spessore [mm]	Unità
1	PL4532-0S	plantare EVA per rialzo della suola esterna, arancione	400 x 200 x 20	piastra

Accessori per CROSSROADS, marrone

Pos.	Numero di scarpa	Codice articolo	Descrizione	Unità
2	37/38	FS9701-3738	vibram®, suola piatta, miele	paio
2	39/40	FS9701-3940	vibram®, suola piatta, miele	paio
2	41/42	FS9701-4142	vibram®, suola piatta, miele	paio
2	43/44	FS9701-4344	vibram®, suola piatta, miele	paio
2	45/46	FS9701-4546	vibram®, suola piatta, miele	paio
2	47/48	FS9701-4748	vibram®, suola piatta, miele	paio

Accessori plantare EVA per rialzo della suola esterna, nero



Accessori vibram®, suola piatta, nero



Accessori per CROSSROADS, nero

Pos.	Codice articolo	Descrizione	Lunghezza x larghezza x spessore [mm]	Unità
3	PL4500-0S	plantare EVA per rialzo della suola esterna, nero	400 x 200 x 20	piastra

Accessori per CROSSROADS, nero

Pos.	Numero di scarpa	Codice articolo	Descrizione	Unità
4	37/38	FS9702-3738	vibram®, suola piatta, nero	paio
4	39/40	FS9702-3940	vibram®, suola piatta, nero	paio
4	41/42	FS9702-4142	vibram®, suola piatta, nero	paio
4	43/44	FS9702-4344	vibram®, suola piatta, nero	paio
4	45/46	FS9702-4546	vibram®, suola piatta, nero	paio
4	47/48	FS9702-4748	vibram®, suola piatta, nero	paio