



URBANSTREET

Scarpa ortesica.
Differente.

Informazioni sul prodotto

Grazie al materiale elasticizzato in tessuto integrato, la scarpa ortesica URBANSTREET offre spazio confortevole per ortesi con articolazione tibiotarsica e impedisce allo stesso tempo una deformazione del gambale della scarpa.

Caratteristiche:

- ➔ la combinazione di chiusura con velcro accorciabile e lacci fornisce un'ampia apertura per la scarpa (guida per l'allacciatura con una mano in dotazione);
- ➔ il cinturino sul tallone facilita l'indossatura;
- ➔ 2 soles interne per compensare il volume;
- ➔ suola esterna multifunzione.

Materiale:

- ➔ tessuto robusto e resistente
- ➔ materiale elasticizzato in tessuto

La scarpa ortesica URBANSTREET viene spedita con i seguenti articoli:

suola interna, 2 pezzi

lacci (per uso normale):

- ➔ 95 cm per numero di scarpa 32-36
- ➔ 120 cm per numero di scarpa 37-42
- ➔ 150 cm per numero di scarpa 43-48

lacci (per allacciatura con una mano):

- ➔ 125 cm per numero di scarpa 32-36
- ➔ 150 cm per numero di scarpa 37-42
- ➔ 180 cm per numero di scarpa 43-48

guida per l'allacciatura con una mano



URBANSTREET		
Numero di scarpa	Codice articolo	Lunghezza della suola interna
32	OS4921-32	209 mm
33	OS4921-33	216 mm
34	OS4921-34	223 mm
35	OS4921-35	229 mm
36	OS4921-36	235 mm
37	OS4921-37	242 mm
38	OS4921-38	249 mm
39	OS4921-39	254 mm
40	OS4921-40	261 mm

URBANSTREET		
Numero di scarpa	Codice articolo	Lunghezza della suola interna
41	OS4921-41	268 mm
42	OS4921-42	275 mm
43	OS4921-43	281 mm
44	OS4921-44	287 mm
45	OS4921-45	294 mm
46	OS4921-46	301 mm
47	OS4921-47	307 mm
48	OS4921-48	314 mm

→ La scarpa ortesica URBANSTREET è venduta solo in coppia.

Dimensioni della scarpa		Uso
Rialzo*	0 mm	h-Cast
Altezza del tacco**	14 mm	Configuratore ortesico

* L'altezza del rialzo corrisponde all'altezza della piastra h-Cast da utilizzare durante l'esame clinico.

** L'altezza del tacco viene inserita nel configuratore ortesico come parte della base di calcolo.