


NOVITÀ

Articolazioni tibiotarsiche modulari e articolazioni per ginocchio modulari con **MODULARITÀ plug+go**



Articolazioni per ginocchio modulari con

NOVITÀ nell'assortimento di prodotti

plug+go
MODULARITY

NOVITÀ

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

ora trattamento flessibile anche a

LIVELLO DEL GINOCCHIO



Le NOVITÀ della gamma di prodotti sono due articolazioni per ginocchio modulari con movimento libero e modularità plug + go, la NEURO VARIO 2 e la NEURO VARIO-SWING.

Entrambe le articolazioni modulari offrono una regolabilità continua e quindi un adattamento alle esigenze individuali del paziente.

La conversione di un'articolazione modulare con modularità plug + go in un'altra avviene in pochi passaggi

mediante la sostituzione delle unità funzionali.

Grazie alla combinazione con le articolazioni tibiotarsiche modulari con modularità plug + go, è possibile costruire una KAFO che offre la massima flessibilità di montaggio su entrambi i livelli di articolazione.

NEURO VARIO 2

L'alternativa ideale per il trattamento di pazienti che desiderano usufruire del proprio potenziale di movimento in tutta l'articolazione del ginocchio, ma che necessitano di un arresto di estensione statico.

arresto di estensione (0°-20°) regolabile di continuo

arresto di estensione statico

convertibile in NEURO VARIO-SWING

arresto di estensione statico, regolabile

monocentrica, movimento libero con offset posteriore

NEURO VARIO-SWING

L'alternativa ideale per il trattamento di pazienti che desiderano usufruire del proprio potenziale di movimento in tutta l'articolazione del ginocchio, ma che necessitano di un arresto di estensione dinamico.

unità elastiche intercambiabili

ammortizzatore dell'arresto

convertibile in NEURO VARIO 2

arresto di estensione dinamico, regolabile

monocentrica, movimento libero con offset posteriore



... FUNZIONALITÀ CON
MAGGIORE **FLESSIBILITÀ**

MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
UTILIZZO FLESSIBILE



Il nostro assortimento di articolazioni tibiotarsiche modulari con modularità plug + go è cresciuto enormemente negli ultimi anni grazie ai numerosi vantaggi e all'elevata domanda. Ciò significa che ora sono disponibili nove diverse articolazioni tibiotarsiche modulari con funzioni differenti per le esigenze più diverse.

La conversione di un'articolazione modulare con modularità plug + go in un'altra avviene in pochi passaggi mediante la sostituzione delle unità funzionali.

Per tutte le articolazioni modulari con modularità plug + go vengono impiegate le stesse parti superiori dell'articolazione e le stesse staffe per piede modulari. È possibile utilizzare successivamente anche altre articolazioni modulari con la modularità plug + go mediante la limatura della staffa per piede modulare. Questo consente un trattamento del paziente individuale e adattabile, senza la necessità di realizzare una nuova ortesi. In questo modo, è possibile reagire prontamente e senza problemi ai cambiamenti delle esigenze del paziente.

NEURO CLASSIC

Il supporto flessibile per le altre articolazioni tibiotarsiche modulari con modularità plug + go



NEURO VARIO-CLASSIC 2

L'articolazione tibiotarsica modulare semplice con battuta dorsale statica



NEURO VARIO 2

L'alternativa ideale per il trattamento di pazienti con limitazione di movimento elevata nell'articolazione tibiotarsica superiore



NEURO VARIO-SPRING 2

Per pazienti con debolezza del muscolo elevatore del piede e limitazione di movimento elevata in estensione dorsale



NEURO VARIO-SWING

L'alternativa ideale per il trattamento di pazienti con limitazione di movimento elevata in estensione dorsale e con potenziale di movimento in flessione plantare



NEURO SWING-CLASSIC

L'articolazione tibiotarsica modulare semplice con battuta dorsale dinamica



NEURO SWING

L'alternativa ideale per il trattamento di pazienti che desiderano usufruire del proprio potenziale di movimento in tutta l'articolazione tibiotarsica superiore




NEURO SWING 2

L'alternativa ideale per il trattamento di pazienti che desiderano usufruire del proprio potenziale di movimento in tutta l'articolazione tibiotarsica superiore




NEURO HiSWING

L'alternativa ideale per il trattamento pazienti attivi che desiderano adattare autonomamente la loro ortesi all'ambiente circostante



plug+go

MODULARITY



Configuratore orteseico

www.orthosis-configurator.com/it

Desiderate realizzare per i vostri pazienti un'ortesi con modularità **plug+go**?

Utilizzate il configuratore orteseico per assemblare in totale autonomia i componenti modulari di un'ortesi con modularità **plug+go**. Il configuratore orteseico individua i componenti modulari adeguati al paziente sulla scorta dei dati di quest'ultimo e tenendo in considerazione la capacità di carico.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germania)

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.it

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM