

NEURO SWING FIT TEST-AFO



La NEURO SWING FIT TEST-AFO con articolazione tibiotarsica modulare NEURO SWING Carbon è un'ortesi prefabbricata costituita da materiale in fibra di carbonio.

Viene impiegata come ortesi di prova prima di un trattamento con una AFO realizzata su misura in cui è montata un'articolazione tibiotarsica modulare con battute dinamiche (ad es. NEURO SWING).

La NEURO SWING FIT TEST-AFO:


- è disponibile come set per una gamba destra e una sinistra;
- dispone di un'articolazione tibiotarsica modulare NEURO SWING Carbon premontata;
- viene fornita con un materiale di imbottitura pretagliato, con punti con gancio in velcro autoadesivi per la parte inferiore della gamba e un sacchetto di stoffa per ortesi;
- dispone di una chiusura con velcro premontata a livello del polpaccio che garantisce maggiore stabilità.

⚠ Le unità elastiche (vedere retro pagina) devono essere ordinate separatamente.


Numero di scarpa	Taglia ortesi	Codice articolo per larghezza modulare			
		12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
29-31	XXS	AC5201-XXS/LR	AC5202-XXS/LR	-	-
32-34	XS	-	AC5202-XS/LR	-	-
35-37	S	-	-	AC5203-S/LR	-
38-40	M	-	-	AC5203-M/LR	-
41-43	L	-	-	-	AC5205-L/LR
44-46	XL	-	-	-	AC5205-XL/LR

* Determinare il numero di scarpa e scegliere la taglia di ortesi corrispondente. Con un peso corporeo elevato o una statura robusta può essere necessario scegliere una taglia di ortesi più grande.


⚠ La NEURO SWING FIT TEST-AFO deve essere indossata con un calza al ginocchio o una calza compressiva ad altezza del ginocchio.



Unità elastiche in valigetta



Unità elastiche in valigetta		
Pos.	Descrizione	Codice articolo
1	1 x set di unità elastiche in valigetta con strumenti	SF5800-C
senza fig.	1 x valigetta per unità elastiche da comporre a piacere, con strumenti (senza unità elastiche)	SF5800-C/0
1a	2 x unità elastiche blu, verdi, bianche, gialle e rosse per NEURO SWING Carbon 12 mm	vedere tabella unità elastiche
1b	2 x unità elastiche blu, verdi, bianche, gialle e rosse per NEURO SWING Carbon 14 mm	vedere tabella unità elastiche
1c	2 x unità elastiche blu, verdi, bianche, gialle e rosse per NEURO SWING Carbon 16 mm	vedere tabella unità elastiche
1d	2 x unità elastiche blu, verdi, bianche, gialle e rosse per NEURO SWING Carbon 20 mm	vedere tabella unità elastiche
1e	1 x cacciavite per esagono incassato, con testa sferica, 4 x 100 mm	WZ5112-4010
1f	1 x cacciavite per esagono incassato, con testa sferica, 5 x 100 mm	WZ5112-5010



Unità elastiche (per un'articolazione tibiotarsica modulare NEURO SWING Carbon occorrono due delle seguenti unità elastiche):						
Unità	Descrizione	Codice articolo per larghezza modulare				
		12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
pezzo	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	SF5801-C/15/03	SF5802-C/15/05	SF5803-C/15/07	SF5805-C/15/18	
pezzo	unità elastica, verde, intermedia, mobilità max. 15°	SF5801-C/15/06	SF5802-C/15/11	SF5803-C/15/15	SF5805-C/15/25	
pezzo	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°	SF5801-C/10/12	SF5802-C/09/16	SF5803-C/10/21	SF5805-C/10/40	
pezzo	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°	SF5801-C/10/19	SF5802-C/10/29	SF5803-C/10/31	SF5805-C/10/60	
pezzo	unità elastica, rossa, extra forte, mobilità max. 5°	SF5801-C/05/33	SF5802-C/05/53	SF5803-C/05/63	SF5805-C/05/99	