

Panoramica delle articolazioni tibiotarsiche modulari

Utilizzate il nostro configuratore ortesico



| | NEURO CLASSIC con staffa per piede modulare con movimento libero | NEURO CLASSIC con staffa per piede modulare statica | NEURO CLASSIC con modularità plug + go | NEURO CLASSIC Carbon | NEURO CLASSIC-SPRING | NEURO CLASSIC-SWING | NEURO VARIO-CLASSIC | NEURO VARIO-CLASSIC 2 | NEURO VARIO | NEURO VARIO 2 | NEURO VARIO-SPRING | NEURO VARIO-SPRING 2 | NEURO VARIO-SWING | NEURO SWING-CLASSIC | NEURO SWING | NEURO SWING 2 | NEURO HISWING | NEURO HISWING R+ | NEURO SWING Carbon | |
|--------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| BATTUTA DORSALE | assente | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | statica | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | dinamica mediante forza elastica modificabile | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | angolo di estensione dorsale regolabile sull'articolazione modulare | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DA PARTE DEL PAZIENTE | DA PARTE DEL PAZIENTE | ✓ |
| | angolo di estensione dorsale regolabile mediante limatura della staffa per piede modulare | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| BATTUTA PLANTARE | assente | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | assente, con funzione di sollevamento del piede | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | dinamica mediante forza elastica modificabile | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | angolo di flessione plantare regolabile sull'articolazione modulare | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | DA PARTE DEL PAZIENTE | DA PARTE DEL PAZIENTE | ✓ |
| | statica | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | angolo di flessione plantare regolabile mediante limatura della staffa per piede modulare | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | assorbimento degli urti | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| cambio di modalità tramite app | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| resistente all'acqua | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |

La rappresentazione delle articolazioni tibiotarsiche modulari è nella larghezza modulare 20 mm, ad eccezione di NEURO CLASSIC Carbon (16 mm).